

ExclusivasJM.SL, es una empresa con más de 16 años de experiencia comercializando productos en el sector SALUD. Nuestro objetivo primordial es el de ofrecer a nuestros clientes una gama de productos en los que converjan siempre dos puntos: LA CALIDAD y un PRECIO CONTENIDO.

Para alcanzarlo en el sector DENTAL, nos hemos convertido en los importadores exclusivos de la marca de equipos dentales SIGER incorporando a nuestra organización a la persona que los importa en España desde hace 12 años. Los Equipos Dentales Siger se venden en más de 70 países en todo el mundo.

Los múltiples avances tecnológicos que incorporan sus productos y componentes fabricados en Siger, logran que sus equipos dentales sean de primera calidad combinado con sus excelentes prestaciones, durabilidad y sencillez de manejo que le han permitido un alto reconocimiento por todos los profesionales del sector.

Además, Exclusivas JM garantiza una atención técnica, comercial y servicio post-venta con disponibilidad de recambios, permitirá que su equipo dental no tenga fecha de caducidad.

CIF: B63239263

Av. Carrilet, 100 Bis Entlo. 1

08902 L'Hospitalet del Llobregat.

Barcelona

## SILLON DENTAL MODELO U-100 S



**EXCELENTES PRESTACIONES DONDE CALIDAD - PRECIO CONVERGEN**

Web : [www.exclusivasjm.com](http://www.exclusivasjm.com)

Correo : [dental@exclusivasjm.com](mailto:dental@exclusivasjm.com)

Tel : +34 937 77 68 16

WhatsApp : +34 649 44 21 86

## ESPECIFICACIONES

- Sillón disponible en versión: Colibrí (S) y Colgantes (X)
- Equipo totalmente neumático
- Grupo hídrico solidario al sillón de gran estabilidad y perfecta ergonomía.
- 2 posiciones de trabajo programables.
- Almohadilla de silicona para la bandeja de los instrumentos.
- Pedal multifunción.
- Preparación para aspiración húmeda con desagüe para escupidera.
- Escupidera de cerámica orientable.



- Sillón de movimientos sincronizados Trendelenburg, supersilencioso.
- Actuadores independientes (subida-bajada e inclinación)
- Mecanismo de protección integral.
- Tapicería sin costuras
- Brazo derecho sillón escamoteable para el acceso del paciente. (Opcional)

**1 AÑO GARANTIA  
TOTAL**



**Diseño Ergonómico.**

**Diseño Higiénico de fácil limpieza.**

**Excelentes prestaciones y múltiples funciones.**

**Tecnología de última generación estable y fiable.**

## SILLON DENTAL MODELO U-100 S



### Grupo Hídrico:

- Escupidera de cerámica, orientable, desmontable y de fácil limpieza.
- Caños barrido de taza y llenado del vaso automáticos y programables.



### Reposacabezas

- Ergonómico logrando mejor posición del paciente y permitiendo al doctor mayor comodidad de trabajo.
- Doble articulación.
- Regulable en altura y posición (para pacientes en silla de ruedas)
- Segundo modelo con inclinación lateral (opcional)



### Grupo Asistente:

- Soporte con sensores de inducción para manguera aspiración.
- Manguera de aspiración quirúrgica
- Manguera Aspiración Salivador.
- Preparación para aspiración húmeda.
- Jeringa 3 funciones.

-Soporte instrumento adicional

-Teclado con funciones de control del sillón, posición de salida y enjuague, lámpara operativa, barrido y llenado vaso.

-Grupo asistente con brazo simple .



### Grupo Doctor:

- 1 Jeringa 3 Funciones recta
- 1 Ultrasonido Siger DS, con LED, compatible Satelec.
- 1 Micromotor Neumático Spray interno 40.000 rpm.
- 2 Mangueras para turbina con LED.
- Pértigas con enclavamiento para instrumentos en modelo Colibrí (S).
- Soporte manguera con válvula neumática en todos los modelos: Colibrí (S) y Mangueras Colgantes (X).
- Teclado para control de funciones.: Movimientos del sillón, accionamiento lámpara, visor radiografías, posición salida y enjuague, 2 posiciones programables de trabajo, tiempo de llenado vaso, tiempo barrido taza.





**Lámpara**

- Lámpara operativa de LED SWG microica, orientable 270° .
- Visor de luz para evitar la Polimerización.
- Sensor de movimiento encendido/paro.
- 4 Intensidades de luz.



**Pedal**

- Pedal multifunción con válvula proporcional para turbinas y motor, joystick sillón, botones espray y chip blower, 2 botoneras lateral para posiciones de trabajo, salida y escupidera.



Taburete Doctor (incluido con el equipo)



Taburete Asistente (opcional)



**TAPICERIAS DE SERIE A ESCOGER :**

- H1 Azul Claro
- H2 Azul Marino
- H7 Aguamarina
- H11 Plata.

Resto de tapicerías consultar incremento y plazo de entrega.